

Инструкция по самостоятельному обновлению и установке модуля связи МИС MGERM с периферийными устройствами - MgermWinHelper

MgermWinHelper - это приложение для компьютеров с операционной системой семейства MS Windows, для работы с периферийными устройствами (кассовые аппараты, сканеры RFID) или дополнительными локальными программами (программы для снятия ЭЭГ или ЭКГ).

В некоторых случаях, не получается обновить MgermWinHelper удаленно, для этого существует данная инструкция, которая поможет обновить приложение самостоятельно.

Установка MgermWinHelper

Порядок действий

Получите ссылку на приложение у сотрудников MGERM

Запросите ссылку через почту, чат в скайпе или в телеграмме

Перейдите по ссылке

Ссылка будет вести на файло-обменник DropBox

Скачайте приложение

Нажмите кнопку скачать → Прямое скачивание

Примерный вид сайта с акцентом на кнопку «Скачать»



Файлы формата **.exe** нельзя открывать для предварительного просмотра.

MgermWinHelper.exe - 21,98 МБ

Скачать ▾

[Дополнительная информация](#)

Выпадающее меню из кнопки скачать



Файлы формата **.exe** нельзя открывать для предварительного просмотра.

MgermWinHelper.exe - 21,98 МБ


Скачать ▾

- Прямое скачивание**
- Сохранить в моем Dropbox

[Дополнительная информация](#)

Перейдите в папку “Документы”


Примерный вид папки Документы




Создайте новую папку

Нажмите по пустому пространству правой кнопкой мыши, выберите “Создать” → “Папку”

Положение пунктов выпадающего меню




Вид на новую папку



Переименуйте папку в MgermWinHelper


Выделите файл и нажмите F2, или правой кнопкой мыши - переименовать

Положение пункта меню «Переименовать»



Перейдите в папку MgermWinHelper


Вид на пустую папку MgermWinHelper



Перейдите в папку загрузок в новом окне “Проводника”

На каждом компьютере она разная, но часто бывает, что это папка “Загрузки” или “Рабочий стол”


Две папки открытые одновременно



Переместите файл MgermWinHelper в папку от MgermFR

Просто перетяните, используйте комбинации Ctrl+X/Ctrl+V, или с помощью Вырезать/Вставить


Вид папок после перемещения



Создайте ярлык MgermWinHelper на рабочем столе

Нажмите правой кнопкой мыши по приложению MgermWinHelper и нажмите "Отправить" → "Отправить на рабочий стол (создать ярлык)"

Положение пункта меню



Обновление с приложения MgermFR

Если у Вас стоит устаревшее приложение MgermFR, то следует заменить его на новое приложение MgermWinHelper.

Порядок действий

Закройте MgermFR

Получите ссылку на новое приложение у сотрудников MGERM

Запросите ссылку через почту, чат в скайпе или в телеграмме


Перейдите по ссылке

Ссылка будет вести на файлообменник DropBox


Скачайте новую версию приложения

Нажмите кнопку скачать → Прямое скачивание

Примерный вид сайта с акцентом на кнопку «Скачать»



Выпадающее меню из кнопки скачать




Найдите значок MgermFR на рабочем столе и нажмите по нему правой кнопкой мыши

Ярлык может находиться и на панели задач снизу


Нажмите левой кнопкой мыши “Расположение файла”

Положение пункта всплывающего меню



Это откроет “Проводник” на папке, в которой находится приложение MgermFR


Примерный вид папки с MgermFR



Перейдите в папку загрузок в новом окне “Проводника”

На каждом компьютере она разная, но часто бывает, что это папка “Загрузки” или “Рабочий стол”


Две папки открытые одновременно



Переместите файл MgermWinHelper в папку от MgermFR

Просто перетяните, используйте комбинации Ctrl+X/Ctrl+V, или с помощью Вырезать/Вставить


Вид папок после перемещения




Переименуйте файл MgermFR.ini в файл MgermWinHelper.ini

Выделите файл и нажмите F2, или правой кнопкой мыши - переименовать

Положение кнопки в всплывающем меню




Вид папки после переименования



Создайте ярлык MgermWinHelper на рабочем столе

Нажмите правой кнопкой мыши по приложению MgermWinHelper и нажмите “Отправить”→ “Отправить на рабочий стол (создать ярлык)”

Положение пункта меню



Удалите ярлык MgermFR

Два ярлыка на рабочем столе



Обновление с приложения MgermWinHelper

Если у Вас стоит предыдущая версия MgermWinHelper, то следует заменить её на новую версию MgermWinHelper.

Порядок действий

Закройте MgermWinHelper

Получите ссылку на новое приложение у сотрудников MGERM

Запросите ссылку через почту, чат в скайпе или в телеграмме


Перейдите по ссылке

Ссылка будет вести на файлообменник DropBox


Скачайте новую версию приложения

Нажмите кнопку скачать → Прямое скачивание

Примерный вид сайта с акцентом на кнопку «Скачать»



Выпадающее меню из кнопки скачать




Найдите значок MgermWinHelper на рабочем столе и нажмите по нему правой кнопкой мыши

Ярлык может находится и на панели задач снизу


Нажмите левой кнопкой мыши “Расположение файла”

Положение пункта всплывающего меню



Это откроет “Проводник” на папке, в которой находится приложение MgermWinHelper


Примерный вид папки с MgermFR



Перейдите в папку загрузок в новом окне “Проводника”

На каждом компьютере она разная, но часто бывает, что это папка “Загрузки” или “Рабочий стол”

Две папки открытые одновременно




Переместите файл MgermWinHelper в папку от MgermFR

Просто перетяните, используйте комбинации Ctrl+X/Ctrl+V, или с помощью Вырезать/Вставить


Переместите файл с заменой

Когда высветиться уведомление выберите “Заменить файл в папке назначения”

Положение кнопки в уведомлении



Вид папки после переименования



From:
<http://mgdemo.ru:5555/> - МИС Mgerm

Permanent link:
<http://mgdemo.ru:5555/doku.php?id=expert:winhelper:update>

Last update: **16-05-2024 16:20**

