Прежде чем начать пользоваться сервисами автоматического уведомления

Выберите для себя одного из наших партнеров, для отправки уведомлений

Мы работаем с этими агрегаторами. Под каждым из них написано, для чего он может быть использован. В системе уведомлений можно выбрать разных агркгаторов для уведомления о приеме и для отправки сообщения об анализах

- СМС-агрегатор Е-восток
 - Уведомление о приеме
 - Уведомление о готовности анализов
- Голосовой бот Ivoice
 - Уведомление о приеме с возможностью подтверждения и отмены приема
- Сервис отправки сообщений Wazapa
 - ∘ Уведомление о приеме
 - Уведомление о готовности анализов
- Сервис отправки сообщений ChatPush
 - Уведомление о приеме
 - Уведомление о готовности анализов

После выбора - заключите договор с нужным агрегатором

Выбор текста уведомления

После того, как вы определились с агрегатором, требуется выбрать текст уведомления о приеме и о готовности анализа.

Текст уведомления о приеме

Обычно используется текст примерно следующего содержания:

Петр Петрович! Напоминаем вам, что у вас прием в ООО Клиника 25.07.2023 в 13:15. Вас ожидает врач Сидоров И.А.



Имя и Отчетсво пациента, наименование ЛПУ, дата и время приема, а также ФИО врача взяты для примера. В реальном уведомлении будут подставлены данные того пациента, которому направляется уведомление



ВНИМАНИЕ! Текст для робота обзвона IVOICE настраивается на этапе внедрения проекта Ivoce. Текст уведомления не может быть изменен средставми сервиса уведомлений MGERM и требует перенастройки специалистами Ivoice

В текст могут быть подставлены следующие значения:

- Пациент
 - Фамилия
 - ∘ Имя
 - Отчество
 - Дата рождения
 - ∘ Номер АК
- ЛПУ
 - Наименование
 - Телефон
 - Адрес
- Врач
 - ∘ Фамилия
 - ∘ Имя
 - Отчество
 - Специальность
- Отделение, куда направлен пациент
 - Наименование
- Услуга в направлении
 - Наименование
 - ∘ Код
 - Стоимость
- Данные о направлении
 - Дата записи
 - Время записи
 - Время окончания приема (расчетное)

Текст уведомления о готовности анализов

Обычно используется текст примерно следующего содержания

Петр Петрович! Ваши анализы готовы!



Имя и Отчество пациента взяты для примера. В реальном уведомлении будут подставлены данные того пациента, которому направляется уведомление

http://mgdemo.ru:5555/ Printed on 03-12-2025 23:30 В текст могут быть подставлены следующие значения:

- Пациент
 - Фамилия
 - ∘ Имя
 - Отчество
 - Дата рождения
 - Номер АК



Уведомление о готовности анализа находится в режиме разработки, возможны изменения

From:

http://mgdemo.ru:5555/ - MUC Mgerm

Permanent link:

http://mgdemo.ru:5555/doku.php?id=external_services:patientnotifications:before_you_begin

Last update: 10-02-2025 10:01

