
имени 19

Референтные значения для анализов


Для работы механизме нужно указать референтные значение для каждой строки в маске.

Зайдите в систему под логином системного администратора.


Перейдите в раздел “Настройка”



Перейдите в раздел “Добавление новых разделов и записей в электронную историю болезни. Настройка шаблонов протоколов.”



Перейдите в нужный раздел




Перейдите в маску необходимого шаблона




Нажмите кнопку “Редактирование нормы для печатных шаблонов”




Нажмите кнопку “Новая строка”




Заполните форму



- Единица измерения - обозначение единицы измерения для параметра
- Общий показатель для мужчин и женщин - если стоит галочка, то показатель будет использоваться и для мужчин и для женщин. Берется из поля “Нормы для мужчин”. Если поле “Нормы для мужчин” не заполнены - берется из поля “нормы для женщин”
- Нормы для мужчин - диапазон норм (любой текст), который будет выводиться в шаблоне в столбце референтных значений для мужчин
- Нормы для женщин - диапазон норм (любой текст), который будет выводиться в шаблоне в столбце референтных значений для женщин Нажмите кнопку “Сохранить”



Вы увидите список всех значений для данной строки



Биохимические исследования крови -> Общий белок

Скрыть	Единицы измерения	Общий показатель	Нормы для мужчин	Нормы для женщин	
☐	г/л	Да	64-83		

Сохранить изменения

Если на одну строку маски указано несколько значений они будут выведены столбиком в своих строках

После заполнения норм изменения будут видны в динамике лабораторных исследований и в выписном эпикризе



ВЫПИСНОЙ ЭПИКРИЗ

ФИО: [redacted]
Номер амбулаторной карты: [redacted]
Номер истории: [redacted]
Дата рождения: [redacted]
Место жительства: [redacted]
Поступил(а): 26-06-2018
Выписан(а): 24-07-2018
Отделение: Отделение № 6
Госпитализирован в данном году по поводу данного заболевания: 2
Диагноз заключительный:
а) Основной: Биполярное аффективное расстройство. Апато-адинамическая депрессия с элементами тоскливости и вегетативными расстройствами. Шифр F31.31
б) Осложнение основного:
в) Сопутствующий:
Учет химиопрепаратов:2819
Лечение:
Выводить препараты списком

Доп. сведения:
Исход заболевания: улучшение
Санаторно-курортное лечение: не показано
Рекомендации Особые отметки:

Заведующий отделением

Дата заполнения: 24-07-2018

Аутоантитела

Показатель	26-06-2018	28-06-2018	16-01-2019
АТ-ТГ (Антитела к тиреоглобулину)	1.4	1.4	2.2
АТ-ТПО (Антитела к тиреоидной пероксидазе)	<1.0		<1.0

Биохимические исследования крови

Показатель	26-06-2018	16-01-2019	24-01-2019	Ед.изм.	Референтные значения М	Ж
Общий белок	67	70	67	г/л	64-83	64-83
Альбумин	43.6	42.9	40	г/л	35-52	35-52
Креатинин	96	94	84			
Мочевая кислота		291.3				
Мочевина	4.5	3.1	4.4			
Билирубин общий	7.1	8	5.2			
Холестерин	7	6.3	5.8			
Триглицериды	1.18	1.16	1.71			
Глюкоза	7.5	6	5.3			
Аланин-аминотрансфераза	12	38	23			
Аспартат-аминотрансфераза	18	30	27			
Гамма-глутаминтрансфераза	39	70	53			



Отобразить общую динамику

Показатель	16-01-2019	24-01-2019	Ед.изм.	Референтные значения	
				М	Ж
Общий белок	70	67	г/л	64-83	64-83
Альбумин	42.9	40	г/л	35-52	35-52
Креатинин	94	84			
Мочевая кислота	291.3				
Мочевина	3.1	4.4			
Билирубин общий	8	5.2			
Холестерин	6.3	5.8			
Триглицериды	1.16	1.71			

From:
http://mgdemo.ru:5555/ - **МИС Mgerm**

Permanent link:
http://mgdemo.ru:5555/doku.php?id=expert:records:refvalues&rev=1715956201

Last update: **17-05-2024 14:30**